

Instructies voor het gebruik van SleepPro antisnurk kinband

**Voordat u de tabletten gaat gebruiken
lees eerst goed deze gebruiksaanwijzing**



De SleepPro kinband, hoe werkt het?

De **SleepPro antisnurk kinband** wordt aan-gebracht onder de kin en aan de achterzijde en bovenkant van uw hoofd, en helpt u om uw mond gesloten te houden tijdens uw slaap. Het is simpel apparaat, gemakkelijk in gebruik en gemakkelijk schoon te houden(hand- of machinewas).

Opgevouwen is de kinband klein en makkelijk mee te nemen op reis.

De kinband is zo ontworpen dat het gedurende de nachtrust comfort biedt en goed in positie blijft zitten.

We hebben diverse modellen kinbanden onderzocht, en dit model gekozen omdat het volgens onze kwaliteitsstandaard geproduceerd wordt, betaalbaar is, makkelijk schoon te houden en comfortabel te dragen is.

Gebruikerservaringen wijzen uit dat het effect op snurken positief is en de meeste gebruikers melden dat ze na een paar nachten niet meer merken dat ze de kinband nog dragen. De **SleepPro antisnurk kinband** zal in veel gevallen meteen een verlichting van het snurken teweegbrengen, zonder ingrijpende en dure apparaten.

Inhoud van de verpakking:

- SleepPro antisnurk kinband
- Handleiding

Hoe gebruikt u de SleepPro kinband?



Positioneer de **SleepPro antisnurk kinband** als op de foto. Voor het geval uw mond nog opvalt tijdens de slaap kunt u door middel van de klittebandsluiting de kinband strakker maken door ze verder naar voren vast te zetten. U kunt de achterste banden ook kruislings vastmaken op de voorste band. Experimenteer met verschillende posities met ons exclusieve 2-bands systeem met instelbare spanning en positioneer systeem.

Als u een comfortabel werkende positie hebt gevonden, kunt u de kinband makkelijk afdoen zonder de banden los te hoeven halen. Later kunt u altijd de banden loshalen en opnieuw instellen. Het instelbare 2-bands systeem verzekerd u van een comfortabele spanning en zorgt ervoor dat de kinband in positie blijft gedurende uw slaap.