

Contactlenzen

Handleiding voor effect contactlenzen

Door uw aankoop van cosmetische, zachte effect contactlenzen hebt u voor een kwaliteitsproduct gekozen dat volgens internationale veiligheidsnormen geproduceerd is. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u uw effect contactlenzen gemakkelijk, met het hoogste draagcomfort en zekerheid kunt dragen. Bewaar deze handleiding zodat u later bij eventuele vragen alles eenvoudig kunt opzoeken.

Indien u voor de eerste keer contactlenzen gebruikt dan dient u de draagtijd van de lenzen per keer langzaam op te voeren. Draag in dit geval de eerste keer de lenzen niet langer als vier uur per dag. U kunt dan per aansluitende dag de draagtijd met twee uur verlengen. De totale draagtijd van de contactlenzen mag niet hoger dan tien uur per dag zijn. De contactlenzen zijn niet geschikt voor kinderen onder achttien jaar.

Gebruiksaanwijzing

Raak de contactlenzen alleen aan met schone, droge handen. Bij het eerste keer openen van de verpakking dient u erop te letten dat de contactlens heel is en geheel door lenzenvloeistof is omringd. U mag in geen geval de lens gebruiken indien deze beschadigd of uitgedroogd is. De contactlenzen hebben een maximale levensduur van twee maanden en dienen aansluitend te worden weggegooid.

Aanbrengen

1. Neem de lens uit de verpakking
2. Leg de lens op de rechter wijsvinger en overtuig u ervan dat de lens in de juiste richting omhoog ligt
3. Houdt uw bovenste ooglid met de linker wijs- en middelvinger wijd geopend, terwijl u het onderste lid met uw rechter middelvinger geopend houdt.
4. Plaats de lens midden op het oog.
5. Herhaal stap 1 tot en met 4 met de andere lens.

Verwijderen

Kijk naar boven en houdt uw onderste ooglid naar beneden. Druk de lens met de duim en een vinger voorzichtig licht naar elkaar toe en verwijder aansluitend de lens.

Reinigen en desinfecteren

Volg altijd de aanwijzingen op de contactlenzen vloeistoffles. Indien uw contactlenzen een keer te droog zijn deze zeer kwetsbaar en dienen de contactlenzen met uiterste voorzichtigheid behandeld te worden. Leg in dit geval de contactlenzen minimaal vier uur in een schone contactlenzenvloeistof. Nadien dient u de contactlenzen eerst te reinigen en desinfecteren voordat u de contactlenzen opnieuw gebruikt. Voor het gebruik moet u de lenzen op eventuele beschadigingen controleren. Indien u twijfel heeft over de contactlenzen kwaliteit dient u eerst een opticien te bezoeken en de contactlenzen laten testen voordat u de contactlenzen opnieuw draagt.

Aanwijzing

Aansprakelijkheid wordt niet genomen indien de cosmetische contactlenzen onjuist zijn gebruikt. Wij raden u aan een arts of opticien te bezoeken om u het correcte gebruik van contactlenzen uit te laten leggen en nadien met de arts of opticien het aanbrengen en verwijderen te oefenen.

Veiligheidsvoorschriften

Denk er steeds aan dat de gezondheid van uw ogen beslissend is voor een goed zichtvermogen. Ga geen enkel risico aan door nalatigheid of ijdelheid. Houdt u aan de onderstaande gebruiksvoorschriften.

1. Wij raden u aan elke maand de contactlensvloeistof te vernieuwen en dagelijks onderhoud te verrichten.
2. Indien u vragen hebt m.b.t. tot gebruik van de contactlenzen raadpleeg uw arts of opticien.
3. Gebruik nooit een reeds gebruikte contactlensvloeistof nog een keer.
4. Raadpleeg deze bijsluiters met betrekking tot houdbaarheid en gebruiksaanwijzing.
5. Verwijder direct uw contactlenzen en bezoek een opticien of arts indien uw ogen pijn doen, rood worden, een brandend gevoel geven, uw zichtvermogen door lichtreflexen of kleurvelden gestoord is.
6. Verwijder de contactlenzen voor het slapen of indien u zich voor een langere tijd uitrust.
7. Houdt uw vingernagels kort aangezien lange vingernagels uw lenzen kunnen beschadigen.
8. Draag geen contactlenzen indien u onder behandeling bent van een oogarts. Vraag bij uw oogarts na of u contactlenzen mag gebruiken.
9. Gebruik geen speeksel om uw contactlenzen te reinigen of vochtig te maken.
10. Draag geen contactlenzen indien u oogmedicatie of oogdruppels gebruikt.
11. Draag nooit contactlenzen indien deze beschadigd, niet te verwijderen restbestanden hebben of gekrast zijn.
12. Doe eerst de contactlenzen in voordat u oog make-up gebruikt. Zorg er altijd voor dat u de contactlenzen uit doet alvorens u de oog make-up verwijderd. Gebruik vezelvrije, water oplosbare en olievrije producten.
13. Gebruik geen scherpe oplosmiddelen als u uw contactlenzen draagt.
14. Gebruik nooit huishoudproducten (zoals bijvoorbeeld desinfecteermiddelen) of leidingwater om uw contactlenzen te reinigen. U kunt hierdoor uw ogen ernstige schade toebrengen.
15. Draag u contactlenzen niet in een rokerige ruimte of vochtige omgeving.
16. Houdt uw contactlenzen opbergdoosjes schoon.
17. Zwem nooit met uw contactlenzen, tenzij u een waterdichte zwembril gebruikt.
18. Bewaar de contactlenzen buiten het bereik van kinderen.
19. De contactlenzen mogen niet in contact komen met haarlak of andere cosmetische sprays.
20. Draag geen contactlenzen als er giftige of irriterende gassen in de omgeving zijn.

De contactlenzen zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik, leen ze niet aan anderen uit.