

# Blepha<sup>Plus</sup><sup>®</sup>

**Preservative Free**

**28**

Sterile single-use gauzes for adults and children's pericocular hygiene

## INDICATIONS

Blepha Plus<sup>®</sup> is a preservative free medical device for adults and children particularly adapt for pericocular cleansing, in case of pre and post ophthalmic surgery as well. It is effective in case of inflammations, infections, allergies, ocular secretions, infective or allergic manifestations due to pathologies and for cleansing the eye area.

## PROPERTIES

Hyaluronic acid sodium salt is one of the fundamental substance making up the extracellular matrix of most of tissues. Thanks to its water retention capacity and its filmogen power, it exerts an hydrating and protective activity.

The functional substances cleanse carefully the ocular and periocular area making Blepha Plus<sup>®</sup> a very good hygienic device which can be used also during ocular therapies prescribed by one own's doctor.

The peculiar cleansing, hydrating, protective and smoothing activity is guaranteed by Blepha Plus<sup>®</sup>'s composition resulting to be an extremely gentle product, in particular for more sensitive skin and area.

## USE AND ADMINISTRATION

Wash your hands properly. Open the sachet and extract the gauze. Cleanse carefully the

pericocular area with the gauze in order to remove some ocular secretions or any other residuals.

## INGREDIENTS

100% cotton gauze embedded with 3 ml of the following solution: aqua, PEG/PPG – 20/15 dimethicone, chamomilla recutita flower extract, propylene glycol, euphrasia officinalis extract, sodium hyaluronate, ammonium glycyrrhizate, caprylyl/capryl glucoside, sodium cocoyl wheat amino acids, ethylhexylglycerin phenethyl alcohol, sodium chloride, sodium bicarbonate.

## WARNINGS

- Single use.
- Keep out of the reach of children.
- The sterility of the sachet is guaranteed only in case of undamaged package.
- Store in a cool dry place.
- External use.
- Suspend the treatment in case of clear irritating events or hyper-sensitivity to the product.
- The action and the safety of the product are guaranteed exclusively in case of undamaged package.
- Read carefully the package leaflet.

**NTC SRL**  
Via Luigi Razza 3  
20124 Milano, Italy

**DISTRIBUTOR**  
RockMed Pharma, P.O. Box 121,  
5688 ZJ Oirschot, The Netherlands



[WWW.ROCKMEDPHARMA.NL](http://WWW.ROCKMEDPHARMA.NL)

**ROCKMED**pharma  
innovation education cooperation

# Blepha<sup>Plus</sup>

Conserveermiddelvrij

28

Steriele gaasjes voor eenmalig gebruik voor de perioculaire hygiëne bij volwassenen en kinderen

## INDICATIES

Blepha Plus<sup>®</sup> is een voor volwassenen en kinderen bestemd medisch hulpmiddel dat bijzonder geschikt is voor de reiniging van de huid rondom de ogen, ook vóór en na een oogheelkundige ingreep. Het is doeltreffend bij ontstekingen, infecties, allergieën, oogsecreties, infectieuze of allergische ziekteverschijnselen, evenals voor het reinigen van het ooggebied.

## EIGENSCHAPPEN

Natriumzout van hyaluronzuur is één van de basisbestanddelen van de extracellulaire matrix van de meeste weefsels. De hydraterende en beschermende werking ervan berust op het vermogen om water vast te houden en een film te vormen.

De werkzame bestanddelen reinigen zorgvuldig het gebied rondom de ogen, waardoor Blepha Plus<sup>®</sup> een uitstekend hygiënisch hulpmiddel is, dat ook kan worden gebruikt bij door de arts voorgeschreven oogbehandelingen. De bijzondere reinigende, hydraterende, beschermende en verzachtende werking wordt verzekerd door de samenstelling van Blepha Plus<sup>®</sup>, waardoor het een uiterst zacht product is dat uitermate geschikt is voor de gevoelige huid.

## GEBRUIK EN TOEDIENING

De handen zorgvuldig wassen. Het zakje openen en het gaasje er uithalen. Het gebied rondom de ogen zorgvuldig reinigen met

het gaasje om oogsecreties of andere reststoffen te verwijderen.

## INGREDIËNTEN

100% katoengas doordrenkt met 3 ml van de volgende oplossing: water, propyleenglycol, PEG/PPG – dimethicon 20/15, ammoniumglycyrhizaat, extract van camomilla recutita, extract van euphrasia offi cinalis, caprylyl/ caprylglucoside, met natriumcocoyl gehydrolyseerde tarwe-proteïnen, fenethylalcohol, natriumchloride, natriumhyaluroonaat, natriumbicarbonaat, ethylhexylglycerine.

## WAARSCHUWINGEN

- Voor eenmalig gebruik.
- Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
- De steriliteit van het zakje is slechts gewaarborgd indien de verpakking onbeschadigd is.
- Op een koele en droge plaats bewaren.
- Voor uitwendig gebruik.
- De behandeling staken in geval van duidelijke tekenen van irritatie of overgevoeligheid voor het product.
- De werking en de veiligheid van het product zijn enkel gewaarborgd wanneer de verpakking onbeschadigd is.
- De bijsluiter aandachtig lezen.

 **NTC SRL**  
Via Luigi Razza 3  
20124 Milaan, Italië

**DISTRIBUTEUR**  
RockMed Pharma, Postbus 121,  
5688 ZJ Oirschot, Nederland



WWW.ROCKMEDPHARMA.NL

**ROCKMED**pharma  
innovation education cooperation