

Ogen-ongevallen overzicht

SCHADELIJKE STOF	AANBEVOLEN SPOELVLOEISTOF	TOEPASSING	VERVOLG TOT AAN DE MEDISCHE BEHANDELING
VREEMD VOORWERP bijvoorbeeld stof, vuil Metaal of houtsplinter	 Natriumchloride oplossing (0,9%)	Ogen zo lang spoelen spoelen tot het vreemde voorwerp er uit gewassen is	 Spoelen met Natriumchloride oplossing (0,9%)
ZUURSCHADE	 gebufferde zoutoplossing Biophos [®] 74	Ogen met Biophos [®] 74 ca. 2 Minuten spoelen tot de fles leeg is	 Spoelen met Natriumchloride oplossing (0,9%)
ALKALINE SCHADE behalve calcium bevattende stoffen bijv. kalk en cement	 gebufferde zoutoplossing Biophos [®] 74	Ogen met Biophos [®] 74 ca. 2 Minuten spoelen tot de fles leeg is	 Spoelen met Natriumchloride oplossing (0,9%)
OVERIGE SCHADE bijv. oplosmiddel en olie, met uitzonder stoffen die zilver bevatten	 Natriumchloride oplossing (0,9%)	Ogen zo lang spoelen tot dat het onaangename gevoel niet meer aanwezig is	 Spoelen met Natriumchloride oplossing (0,9%)
SCHADE OP DE HUID door zuren, alkalische stoffen en mineralen	 gebufferde zoutoplossing Biophos [®] 74	Huid met Biophos [®] 74 ca. 2 Minuten spoelen tot dat de fles leeg is	 Spoelen met Natriumchloride oplossing (0,9%)

gebruiksaanwijzing



Neemt u de fles
uit het oogspoel
station, of de
oogspoelkoffer



Draait u de oogschelp
180° in de richting
van de pijl tot de
verzegeling breekt



Houdt u het hoofd
hoofd achterover
en spoelt u het
oog gelijkmatig



Buig u naar voren
alvorens u de fles
van het oog haalt,
dit voorkomt dat uw
kleding nat wordt



BELANGRIJK! Spoelt u het oog onafhankelijk van het soort schade steeds met een gelijkmatige straal en houdt uw oog daarbij zo wijd mogelijk geopend. Druk licht op de fles tijdens het spoelen.
Bij elke oogaandoening/vervuiling is het noodzakelijk de raad van een arts op te volgen!
Vervolg de spoeling altijd met een natriumchloride oplossing (0,9%) tot u de arts geconsulteerd heeft