

Elasto-Gel™

De Patiëntvriendelijke Glycerine Hydrogel



Licht absorberende hydrogel met glycerine

- Beschermt, verkoelt en verkleeft niet
- Bacteriostatisch en schimmelwerend
- Voor verschillende typen wonden ende intacte huid



“Voor licht exsuderende wonden zoek je een verband wat mild vocht opneemt, maar niet uitdroogt, hard is voor bacteriën en zacht voor het weefsel. Het zou mooi zijn als het ook de omliggende huid verzorgt”

Elasto-Gel™ is een hydrogel met glycerine. De glycerine verzorgt de huid. Elasto-Gel™ reduceert pijn en jeuk, maar is ook bacteriostatisch en schimmelwerend zonder de groei van nieuw weefsel te remmen.

Indicaties

Intacte huid:

- Decubitus preventie,
- voorkomen en behandelen van huidafwijkingen t.g.v. radiotherapie,
- behandeling van hypertrofisch littekenweefsel (makkelijk aan te brengen onder drukkleding).

Beschadigde huid:

- huidtransplantaten
- operatie wonden
- oncologische wonden
- 1^e en 2^e graads brandwonden
- bestralingsdefecten,
- diabetische voet
- decubitus

Praktische informatie

PRODUCT OMSCHRIJVING

Elasto-Gel™ is een licht absorberende hydrogel met een hoog gehalte aan glycerine (65%). Het heeft mild vochtabsorberende eigenschappen. Elasto-Gel™ herstelt natuurlijke vochtbalans van de huid doordat glycerine in de epidermale laag van de huid doordringt. Dankzij de glycerine is Elasto-Gel™ bacteriostatisch en schimmelwerend. Daarnaast is de hydrogel niet toxisch, heeft drukverdelende eigenschappen en biedt bescherming tegen schuifkrachten.



BESTELINFORMATIE

CE 0096

Artikel nr	Z.I. nummer	Omschrijving	Maat	Verp. eenheid
DR-8000	13890905	Elasto-Gel™	10 x 10 x 0,30 cm	ds. à 5 st.
DR-8600	14747030	Elasto-Gel™	15 x 20 x 0,30 cm	ds. à 5 st.
DR-68116	14918587	Elasto-Gel™	15 x 20 x 0,15 cm	ds. à 5 st.
DR-8700	14747049	Elasto-Gel™	30 x 30 x 0,30 cm	ds. à 5 st.
DR-1205	14918595	Elasto-Gel™	30 x 30 x 0,15 cm	ds. à 5 st.
DR-81605	14696029	Elasto-Gel™	20 x 40 x 0,15 cm	ds. à 5 st.
DR-8450	15245403	Elasto-Gel™ Toe-aid	n.v.t.	6 ds. à 3 st.
DR-8451	15344185	Elasto-Gel™ Toe-aid	n.v.t.	ds. à 3 st.
BL-9705	15280608	Elasto-Gel™ Bolus	30 x 30 x 0,6 cm	ds. à 2 st.
BL-9710	15280616	Elasto-Gel™ Bolus	30 x 30 x 1,2 cm	ds. à 2 st.
HR-9052	14196425	Elasto-Gel™ Horseshoe	n.v.t.	ds. à 5 st.
DR-3000	15567389	Elasto-Gel™ Circulaire	n.v.t.	ds. à 5 st.
BP-3500	15245411	Elasto-Gel™ Comfort Aid Breast Pad	Ø 80 mm	ds. à 25 x 2 st
FM7500	15774686	Elasto-Gel™ Face Mask	nvt	ds. à 2 paar

Referenties

1. Palliative wound management: the use of a glycerine hydrogel; June Burns, Melanie Stephens; British Journal of Nursing, 2002
2. Efficacy and kinetics of glycerol inactivation of HIV-I in split skin grafts; Cameron, Pagnon, Van Baare et al; 2000 (data on file)
3. Microbiological evaluation of glycerolized cadaveric donor skin; Van Baare, Ligtvoet, Middelkoop; Transplantation Journal, 1998
4. First results of the Application of Elasto-Gel in patients with radiation-induced skin reaction; Erica Sijbrandts, 1997 (data on file)
5. Virucidal effect of glycerol; Van Baare / Hoekstra et al; Burns, 1994
6. Use of Collagen and/or glycerine dressings in complicated dermatology or surgery procedures; Dr. Joaquim Mesquita Filho; 2006 (data on file) referentie

TAUREON
sharing value in cure and care

TAUREON BV • Laan van Zuid Hoorn 61 • 2289 DC Rijswijk
T 070 307 20 88 • F 070 307 20 89 • info@taureon.com • www.taureon.com