




Optimale ondersteuning bij het slapen -
in zorg en revalidatie

Thevo – Bewegingsbedden



De slaapspecialist in revalidatie en zorg

94,17% minder rugpijn, 96,52% verbeterde kwaliteit van slapen. Dat is het resultaat van Europa's grootste "slaaptest" met meer dan 75.000 deelnemers. Dit geeft aan dat u vertrouwen kunt hebben in de goede en doeltreffende Thevo Bewegingsbedden van Thomashilfen. Op initiatief van de slaapspecialisten binnen de Thomas Group werkten deskundigen op allerlei gebied samen aan de nieuwste ontwikkelingen om mensen een gezonde, herstellende slaap te kunnen bieden.




60 jaar ervaring

in de ontwikkeling van slaapsystemen maakt de Thomas Group tot een internationaal erkende specialist op het gebied van slapen.



Studies

bevestigen het positieve effect van Bewegingsbedden.



Onderzoek

in nauwe samenwerking met deskundigen uit de verpleegpraktijk helpt ons bij het oplossen van problemen in het dagelijks leven.



Technologieën

uit diverse vakgebieden maken de Bewegingsbedden tot top-of-the-range producten.



De professionele zorg

geloofd in de Bewegingsbedden. In veel erkende zorginstellingen in Duitsland worden Bewegingsbedden al standaard ingezet. Zie hiervoor www.thevo-liste.de.



Wereldwijd

vertrouwen mensen op onze innovatie om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

1. [Bewegingsbedden]


Therapeutische bedden stimuleren het lichaam tot verbetering van herstel, welzijn en kwaliteit van slapen, dankzij hun unieke, gepatenteerde constructie.

Wereldwijd staan we voor de hoogste kwaliteit!



Beter slapen met Thevo Bewegingsbedden

Het Thevo Bewegingsbed zet automatisch de geringste beweging van de gebruiker - zelfs ademen - om in micro-kleine tegenbewegingen. Deze MiS Micro-Stimulatie® zorgt ervoor dat de patiënt zijn lichaam beter voelt en waarneemt. Deze waarneming is essentieel voor de bloedcirculatie, die weer de mobiliteit ondersteunt - de sleutel tot herstellende slaap. Dit is vooral belangrijk voor iets oudere patiënten, en mensen met speciale behoeften.



Het actieve principe van MiS Micro-Stimulatie®



Wereldwijd Patent

2938215, 3105827, 2010/001264
6718575, 202005011767.6
1898750, 11/915192
0926970, 103046
0733325, 1021881
3792729, 6256815

1. [Bewegingsbedden]

Therapeutische bedden stimuleren het lichaam tot verbetering van herstel, welzijn en kwaliteit van slapen, dankzij hun unieke, gepatenteerde constructie.

Het matras kan het niet alleen:


Het verschil zit in het verende onderframe van het Thevo Bewegingsbed. De unieke technologie van de geïntegreerde MiS Micro-Stimulatie® is de sleutel tot een betere nachtrust!

Het doorbreken van de vicieuze cirkel: Eindelijk 's nachts doorslapen, ondanks dementie

67% van de mensen met dementie heeft last van slaapstoornissen.

Zowel de patiënt als de zorgverlener lijdt hieronder. Slaapmiddelen helpen op den duur vaak niet meer en zijn geen lange termijn oplossing.


Het Thevo-effect:



“Toen mijn vrouw meer ging dementeren kreeg ze 's nachts geen rust meer. Ik maakte me veel zorgen. Ook ik kreeg veel te weinig slaap en kon op termijn, door vermoeidheid, geen ondersteunende zorg meer verlenen. Dankzij ThevoVital, het zorgmatras bij dementie, kunnen we nu samen weer van de dagelijkse dingen genieten.”

Gedocumenteerde ervaringsrapporten:

Twee van de drie patiënten met dementie toonden verbetering in hun slaappatroon www.thevo.info



Betere nachtrust met het Matras voor Dementie

- ✓ s Nachts minder dwalen
- ✓ Overdag minder doezelen
- ✓ Minder desoriëntatie
- ✓ Geen behoefte aan slaapmiddelen
- ✓ Gemoedsrust voor zorgverleners

De samenvatting van een studie onder leiding van het Instituut IGAP:

67% ✓

Van de mensen met dementie vertoonde een verbeterd slaapgedrag

In tweede van de gevallen adviseert de verzorging ThevoVital!

Vleugilveren

passen zich individueel aan de lichaamszones aan, MiS Micro-Stimulatie® verbetert de lichaamswaarneming.



Matras

De stevige dichtheid van het matras zorgt tijdens het liggen voor een veilig gevoel.

Vering bij dementie

een sterk gevoel van liggen → goede oriëntatie

is optimaal afgestemd op de slaap- en ligbehoeften van mensen met dementie.



Kwaliteit van leven – ondanks Parkinson

De dag op een ontspannen en gestructureerde manier doorbrengen


De diagnose Parkinson komt vaak onverwacht, en heeft onmiddellijk effect op het dagelijks leven van de patiënt. Naast de spanning op de spieren, typerend voor deze aandoening, vermindert ook extreme vermoeidheid de kwaliteit van leven. Veel dagelijkse activiteiten worden lastig.



„Omdat ik 's nachts slecht sliep, was ik de hele dag moe. Ik kon de dag nauwelijks doorkomen. Het was fantastisch voor me om te ontdekken hoe ontspannend een lange gezonde slaap kan zijn. En dit zonder de behoefte aan extra medicatie en de daaraan verwante schadelijke bijwerkingen“.

Beter slapen op een Parkinson matras

- ✓ MiS Micro-Stimulatie® ontspant de spieren
- ✓ Micro-kleine bewegingen behouden de mobiliteit
- ✓ Vermindert nachtelijk transpireren
- ✓ Maakt het makkelijker om te gaan zitten en van houding te veranderen



Blijvende pijnverlichting gedurende de nacht


Een horror verhaal dat elke nacht weer terugkeert. Al na een paar uur breidt de pijn zich uit. Weer in slaap vallen is onmogelijk. Wakker, midden in de nacht, komt de patiënt in een fase van pijn en slapeloosheid.

Toepassingsgebieden:

Wat ook de oorzaak van de pijn is:

- arthrose
- osteoporose
- kanker
- letsel

ThevoRelief zorgt voor een pijnverlichtende houding en zachte prikkeling van de zenuwbanen, de basis voor herstellende slaap.



autonoom zenuwstelsel

„Het anti-pijn matras, ThevoRelief, ondersteunt en verzacht mijn pijnlijke zones en verbetert mijn welzijn. Ik slaap langer en beter. Eindelijk kan ik de pijn verdragen. Ik voel me gewoon veel beter!”

Beter slapen en een betere kwaliteit van leven met het Zorgmatras bij Pijn

- ✓ MiS Micro-Stimulatie® prikkelt zachtjes de zenuwbanen
- ✓ Optimale rugondersteuning
- ✓ Verlichting bij pijn en pijnlijk liggen
- ✓ Beter microklimaat



Vleugelveren

Passen zich aan de lichaamscontouren aan, waardoor de druk vermindert.

Matras

Voor maximaal gebruikerscomfort.

Vering bij pijn

een uiterst zacht liggevoel → pijnverlichting

Pijnverlichting specifiek afgestemd op elk individu.



Professioneel Zorgmatras

Een basis schuimmatras voldoet vaak niet aan de professionele eisen voor optimale zorg. ThevoCare onderscheidt zich door het unieke Micro-Stimulatie onderframe en het hoogwaardige schuim. Verpleegkundigen waarderen de risicobeperkende eigenschappen van ThevoCare, zelfs decubituspreventie. En de duurzaamheid is gegarandeerd.

Eindelijk is er een professioneel matras voor gebruik in de thuissituatie. Ik denk zeker dat ThevoCare het beste matras is voor herstellende slaap. Het zal me langer onafhankelijk en mobiel houden.




Verschillende fases tijdens het slapen
De normale slaaphouding verandert: gemiddeld 40 tot 60 keer per nacht



Beter Slapen met het Professionele Zorgmatras

- ✓ MiS Micro-Stimulatie® behoudt de mobiliteit
- ✓ Beperkt de zorgvragen tot een minimum
- ✓ Ondersteunt lichaamsbewegingen
- ✓ Werkt preventief bij decubitus



Hoes

ademend en gemakkelijk te reinigen.

Matras

de lichte golfstructuur zorgt voor uitstekend comfort en een goed microklimaat.

Vleugelveren

Geïntegreerd in het matras voor maximaal comfort door het gebruik van MiS Micro-Stimulatie®.



Anti-Decubitusmatras

Veel mensen die zorg nodig hebben, hebben last van decubitus. Conventionele positioneringssystemen zijn óf te hard óf te zacht voor de patiënt. Ontstane huidirritatie kan dan leiden tot decubitus.




fase 1

fase 2

fase 3

**„Eigenlijk is het heel simpel.
Naast zorgvuldige positionering van de
patiënt is het Anti-Decubitusmatras met
MiS Micro-Stimulatie® een goede manier
om decubitus te voorkomen”.**



Bewezen door studies: www.thevo.info

Professionele zorg met het Anti-Decubitusmatras

- ✓ MiS Micro-Stimulatie ondersteunt de natuurlijke beweging
- ✓ Preventie en behandeling van decubitus (t/m graad III volgens EPUAP/NPUAP)
- ✓ Drukverlichtende stimulatie zonder elektriciteit
- ✓ Minder zorginspanningen
- ✓ Geen onderhoud



Vleugelveren

Reageren op de kleinste bewegingen.

Matras

Speciale luchtkanalen in de matraslagen zorgen voor maximaal comfort en optimale ventilatie van de huid.



Flexibel zijdeel

past in alle verpleeg- / tweepersoonsbedden.

Vering bij decubitus

een zacht liggevoel → optimale drukverlichting

Optimale drukverlichting is specifiek afgestemd op elk individu.



Actief Anti-Decubitusmatras

Wanneer decubitus eenmaal aanwezig is, blijkt wondbehandeling vaak heel lastig. Patiënten die veel zorg nodig hebben, zijn vaak door hun gezondheidstoestand niet meer in staat de drukpijn door eigen bewegingen op te vangen. Ze hebben dan extra bewegingsimpulsen nodig.



“ Wij gebruiken ThevoActiv ter ondersteuning bij behandeling en preventie van decubitus t/m graad IV. Onze successen weerspiegelen ook de resultaten van talrijke klinische en wetenschappelijke studies” .



fase 1

fase 2


fase 3

fase 4

Bewezen door studies: www.thevo.info


Professionele zorg met het Activ Anti-Decubitusmatras

- ✓ **MiS Micro-Stimulatie®** ondersteunt de mobiliteit
- ✓ **Geschikt voor patiënten met een hoog risico en coma patiënten**
- ✓ **Vermindert spasticiteit en contracturen**



Actieve bewegingen

een eenvoudige menukeuze biedt een diversiteit aan bewegingsprogramma's. Dit zorgt voor stimulatie die individueel is afgestemd op de patiënt, zonder storende geluiden!



Vleugelveren

brengen actieve bewegingen over naar de patiënt



Matras voor Rolstoelgebruikers


Rolstoelgebruikers hebben een matras nodig dat de druk verlicht, maar tevens zorgt voor een stevige basis om de transfer te vergemakkelijken. Het matras voor rolstoelgebruikers combineert beide eigenschappen.



„In bed liggen voor wat langere tijd was erg pijnlijk voor me. Nu ondersteunt het matras voor rolstoelgebruikers mijn bewegingen met MiS Micro-Stimulatie®. Ik slaap weer beter en kan mijn dag actief starten.“


Beter slapen met het Matras voor Rolstoelgebruikers

- ✓ Optimale drukverlichting
- ✓ Vermindert spierspasmen
- ✓ Past zich aan de wervelkolom aan
- ✓ Beheerst de pijn
- ✓ Vergemakkelijkt de transfer



Vering voor rolstoelgebruikers
een sterk liggevoel → ontlast de wervelkolom

Ontlast de wervelkolom en is specifiek ontworpen voor optimaal comfort voor rolstoelgebruikers.



Bedtijd - vaak een nachtmerrie

Veel kinderen met speciale behoeften hebben last van een slaapstoornis, hetgeen ook ouders en overige familieleden weer beïnvloedt. Zoals moeilijk in slaap komen en in slaap blijven, rusteloosheid tijdens het slapen en desoriëntatie bij het ontwaken.

Slaapstoornissen beïnvloeden de natuurlijke groei en ontwikkeling van een kind.



“Ik was aan het eind van mijn krachten en emotioneel opgebrand. Niets hielp echt. Ik ben zo blij dat mijn dochter dankzij SleepingStar veel uitgeruster en meer ontspannen is.”




Bewezen door studies: www.thevo.info



Beter slapen met het Matras voor Sensibele Ondersteuning

- ✓ **MiS Micro-Stimulatie® ondersteunt de mobiliteit**
- ✓ **Verbetert de lichaamsperceptie**
- ✓ **Vermindert spasmen en pijn**
- ✓ **Maakt het kind rustig voor een herstellende slaap**



Hoes

afneembaar en gemakkelijk te reinigen voor optimale hygiëne

Vleugilveren

zorgen voor kleine bewegingsimpulsen en hebben zo een positief effect op het rusteloos slapen van kinderen

Matras

is speciaal afgestemd op de behoeften van kinderen die net iets meer nodig hebben en zorgt voor een comfortabel liggevoel.

Vering tbv positionering

een zacht liggevoel → langere slaapfases

is optimaal afgestemd op de slaap- en ligbehoeften van kinderen die extra aandacht nodig hebben


Kinderen met ernstige motorische beperkingen hebben extra bewegingsimpulsen nodig

Kinderen die nauwelijks nog mobiel zijn of kinderen in een waak-coma hebben extra bewegingsimpulsen nodig. Een goede balans tussen ontspanning en beweging zorgt voor herstellende slaap. Daarnaast wordt het risico op decubitus beperkt.

“In het kinderziekenhuis leerden we de Activ SleepingStar voor het eerst waarderen. Nu hebben we het matras ook thuis. We voelen ons er allemaal beter bij.”

Beter slapen met het Activ matras voor Sensibele Ondersteuning

- ✓ Vermindert druk
- ✓ Verlicht pijn en spasmen
- ✓ Zorgt voor extra bewegingsimpulsen
- ✓ Verbetert de kwaliteit van slapen



Actieve bewegingen

een eenvoudige menukeuze biedt een diversiteit aan bewegingsprogramma's. Hiermee kan stimulatie individueel op ieder kind worden afgestemd, zonder storende geluiden



Vleugelveren

reageren op de kleinste bewegingen en geven die terug aan het kind




De keus is aan u!

Thevo Bewegingsbedden zijn verkrijgbaar met jersey of met incontinentie hoezen.


Alle matrassen (met uitzondering van ThevoActiv en ThevoSleepingStar A) voldoen aan de volgende brandveiligheidsnormen:

16 CFR 1632, 16 CFR 1633, Cal. TB 129/ ASTM E 1590, BFD IX-11



Kenmerken incontinentiehoes

- ademend
- eenvoudig te reinigen met desinfectant



Kenmerken jersey hoes

- ademend microklimaat

Algemeen

- genaaide tweewegritssluiting
- wasbaar op 65°C
- kan in de droger
- autoclaveerbaar
- geschikt voor hergebruik

Maten: Thevo Bewegingsbedden voor volwassenen

- ThevoVital • ThevoCalm • ThevoRelief • ThevoCare
- ThevoFlex • ThevoautoActiv • ThevoActiv

Thevo Bewegingsbedden zijn verkrijgbaar in een breedte van 80 tot 120 cm* en een lengte van 180 tot 220 cm.

Zie ook de Thevo productmatrix voor meer informatie. Vragen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!

** De maximale breedte van de Bewegingsbedden ThevoActiv en ThevoCare is 100 cm*



Maten: Thevo Bewegingsbedden voor kinderen

- ThevoSleepingStar • ThevoSleepingStar A

Thevo Bewegingsbedden voor kinderen zijn verkrijgbaar in een breedte van 60 tot 120 cm* en een lengte van 120 tot 220 cm

Zie ook de Thevo productmatrix voor meer informatie. Vragen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!

**De maximale breedte van het Bewegingsbed ThevoSleepingStar A is 100 cm.*



Productnaam en maximaal gebruikers- gewicht	Onderframe		Kenmerken van de vering in het onderframe						Kenmerken van het zijelement				Matras type + eigenschappen									
																						
	met	zonder	medium	zacht	sterk	medium	zacht	veerbe-grenzer	rubber blok	balgen	adapter profiel	1	2	3	4	5	6	7	geïnte-greerde vering	verstevigde rand		
ThevoVital 80 kg / 176,4 lbs	X		X		X						X			X								
ThevoVital 140 kg / 308,6 lbs	X		X		X						X				X							
ThevoCalm 80 kg / 176,4 lbs	X		X			X		X			X			X								
ThevoCalm 140 kg / 308,6 lbs	X		X			X		X			X				X							
ThevoRelief 50 kg / 110,2 lbs	X			X			X				X	X										
ThevoRelief 100 kg / 220,5 lbs	X			X			X				X		X									
ThevoRelief 135 kg / 297,6 lbs	X			X			X				X			X								
ThevoCare 50 kg / 110,2 lbs		X														X			X			
ThevoCare 100 kg / 220,5 lbs		X															X		X			
ThevoCare 135 kg / 297,6 lbs		X																X	X			
ThevoautoActiv 50 kg / 110,2 lbs	X			X		X		X			X	X										
ThevoautoActiv 100 kg / 220,5 lbs	X		X			X		X			X		X									
ThevoautoActiv 135 kg / 297,6 lbs	X		X			X		X			X			X								
ThevoActiv 50 kg / 110,2 lbs	X								X	X		X										
ThevoActiv 100 kg / 220,5 lbs	X								X	X			X									
ThevoActiv 135 kg / 297,6 lbs	X								X	X				X								
ThevoFlex 80 kg / / 176,4 lbs	X			X	X*						X		X							X		
ThevoFlex 140 kg / 308,6 lbs	X			X	X*						X			X						X		
ThevoSleepingStar 60 kg / 123,3 lbs	X			X			X	X			X	X										
ThevoSleepingStar A 60 kg/123,3 lbs	X								X	X		X										

* Blokelementen worden alleen rond het gebied van het bovenlichaam gebruikt om de mobiliteit te optimaliseren.

Importateur voor België en Groothertogdom
Luxemburg:

Charta S.P.R.L.
rue des Poiriers, 10 · 5030 Gembloux
Tél. : 081 61 62 75 · Fax. : 081 61 62 79
Mail : info@bocchi.be



Thomashilfen

Walkmühlenstraße 1
D - 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0)47 61 / 8 86-63 or -68
Fax: +49 (0)47 61 / 8 86-19 · www.thevo.info