



HEPRO

-easy life

Gripo Alu Grijppaal

**Geplaatst in enkele seconden...
zonder gebruik van gereedschap**
De ideale grijppaal voor elke ruimte in huis



Algemene informatie

De Grippo is een veilige grijppaal met zeer veel verschillende mogelijkheden, voor elk probleem is er een oplossing. De grijppaal kan eenvoudig, zonder gebruik van gereedschap, binnen enkele seconden in elke gewenste ruimte van het huis geplaatst worden. Zelfs in de badkamer.

- Ondersteuning waar u het nodig heeft
- Plaatsing zonder gereedschap
- Klemt tussen plafond en vloer door middel van gasveer
- Montage, verplaatsen en verwijderen in enkele seconden
- Talloze toepassingen mogelijk
- Voorzien van veiligheids-markering

Technische specificaties

Materiaal	Aluminium en kunststof
Minimale hoogte	210cm
Maximale hoogte	300cm
Maximale belasting	100kg (in het midden van de stang)
Maximaal gebruikersgewicht	150kg
Gewicht grijppaal	4,7kg

Accessoires

De Grippo is uit te breiden met een tal van accessoires, op de volgende pagina's staan voorbeelden van deze accessoires en hoe dit in de praktijk gebruikt zou kunnen worden. Uiteraard kunnen de accessoires ook bij andere situaties ingezet worden.


Gripo Grippaal

Artikelnummer 35100

Voorbeelden van de grijppaal zonder accessoires:



**Geplaatst bij
een stoel**



**Geplaatst onder
de douche**




**Geplaatst bij
het toilet**




Triangel handgreep

Artikelnummer 35145

Voorbeelden van de Triangel handgreep:



**Geplaatst bij
een stoel**



**Geplaatst bij het bed
in combinatie met
de papegaai**




**Geplaatst bij het bad
in combinatie met
de papegaai**



Dubbele handgreep

Artikelnummer 35159

Voorbeeld van de dubbele handgreep:



**Geplaatst bij
een stoel**

Verticale handgreep

Artikelnummer 35159

Voorbeeld van de verticale handgreep



**Geplaatst bij
een stoel**




Papegaai

Artikelnummer 35148

Voorbeelden van de Papegaai:



**Geplaatst bij het bad
in combinatie met
de triangel handgreep**



**Geplaatst bij het bed
in combinatie met
de triangel handgreep**



**Geplaatst bij
het toilet**





Handrail 75cm exclusief connectors

Artikelnummer 35149

Voorbeelden van de handrail:



Geplaatst bij het toilet in combinatie met een muurconnector



Geplaatst bij het toilet. Deze combinatie is alleen mogelijk bij gebruik van twee grijppalen.



Geplaatst bij het toilet. Deze combinatie is alleen mogelijk bij gebruik van twee grijppalen.



Tafel

Artikelnummer 35165

Voorbeelden van het gebruik van de tafel:



**Voor gebruik tijdens
de lunch of ontbijt**



**Voor gebruik bij uw
laptop of tablet**



Zitting

Artikelnummer 35154

Voorbeeld van de zitting:



**Geplaatst voor gebruik
onder de douche**

**Topplaat voor bevestiging
van de grijppaal op een
schuin plafond**

Artikelnummer 335174



**Vergrote topplaat, voor
bevestiging van de
grijppaal op een
zwak plafond**

Artikelnummer 35153





HEPRO

Importeur Benelux:

Preston Ability

NL 0031 (0)36 53 53 580
BE 0032 (0)14 75 73 40

info@prestonability.com
www.prestonability.com