

easy-slide

another Arion brand

Easy-Slide® Arm

Hét aantrekhulpmiddel voor therapeutische elastische armkousen



Probleemstelling

Het aantrekken van therapeutische elastische armkousen is voor zowel patiënten als zorgverleners een dagelijks terugkerende, moeizame handeling.

In de CAO 'arbeid en gezondheid, verpleeg- en verzorgingshuizen' wordt het aan- en uittrekken van elastische kousen als derde hoofdbron van fysieke belasting genoemd. Hieromtrent is de volgende praktijkrichtlijn geformuleerd:

'Niet meer trekken dan 15 kilo in een gunstige, of 5 kilo in een ongunstige houding.'

Effectief betekent dit dat bij het aantrekken van een therapeutische elastische kous van drukklasse 2 of hoger altijd een aantrekhulpmiddel gebruikt dient te worden.

Bij het zelfstandig aantrekken van armkousen komt hier nog bij dat de patiënt slechts één arm kan gebruiken.

Oplossing

De Easy-Slide Arm is specifiek ontwikkeld om de problemen bij het aantrekken van therapeutische elastische armkousen op te lossen. Het aantrekhulpmiddel Easy-Slide Arm is gemaakt van zeer glad materiaal dat bewerkt is met een speciale coating. Deze eigenschap vormt samen met de dubbellaagse toepassing een ultraglad eindproduct met een zeer hoge wrijvingsreductie.

De wrijvingsreductie van de Easy-Slide Arm zorgt ervoor dat de fysieke belasting voor zorgverleners en patiënten tot een minimum wordt beperkt. Dit heeft tevens een positief effect op de therapietrouw bij patiënten. Hiernaast kan de patiënt door de eenvoudige en duidelijke gebruiksaanwijzingen nog lange tijd onafhankelijk een therapeutische elastische armkous aantrekken.

Doelgroep

De Easy-Slide Arm biedt een uitkomst voor patiënten die een therapeutische elastische armkous drager. Dankzij de Easy-Slide Arm kan een armkous makkelijk worden aangetrokken.

Daarnaast is de Easy-Slide Arm een onmisbaar hulpmiddel voor zorgverleners die dagelijks de taak hebben om therapeutische elastische armkousen bij patiënten aan te trekken.

Easy-Slide® Arm

Hét aantrekkelijke verschil

Productvoordelen

- Reductie fysieke belasting voor de zorgverlener en de patiënt
- Toename zelfstandigheid en therapietrouw van de patiënt
- Elastische kousen behouden langer hun therapeutische druk
- Eenvoudig in gebruik
- Bespaart tijd en kosten
- Lange levensduur
- Makkelijk mee te nemen
- Ook in maatwerk verkrijgbaar

Assortiment

Art.Nr.	Maat	lengte
E01505	arm medium	55,5 cm
E01506	arm large	62,5 cm



Schuif de Easy-Slide Arm over de arm



Trek de kous aan over de Easy-Slide Arm



Plaats het board op de juiste plek en wrijf de kous in de juiste positie.



Haak de lus aan een deurlink en trek de Easy-Slide Arm uit door voorzichtig achteruit te lopen