



Etac Raiser

Met zorg voor uw rug en uw gebruiker

etac[®]
Creating Possibilities

Etac Raiser

Transfers veilig en ergonomisch begeleiden: Etac Raiser activeert gebruikers en verlicht het werk van verzorgers.

Restkracht benutten, verzorging sparen.

Etac Raiser is een sta-op- en transferhulpmiddel dat zowel de verzorger als de gebruiker helpt. Etac Raiser is verrijdbaar zodat transfers over (kleine) afstanden mogelijk zijn. Wanneer de gebruiker zit kan de voetenplank eenvoudig onder de voeten gereden worden. Een parkeerrem garandeert een stabiele transfer en de gepolsterde kniesteun kan eenvoudig met één hand op de juiste hoogte ingesteld worden. De gebruiker kan een willekeurige positie voor de handen kiezen.

Wanneer de gebruiker minder actief is kan deze worden ondersteund middels een sling en worden geholpen tijdens het opstaan. Verschillende modellen sling zijn beschikbaar voor Etac Raiser.

Het grote voordeel van Etac Raiser is dat de gebruiker wordt gestimuleerd zelf op eigen kracht op te staan, waarbij de verzorger wél actief kan helpen maar niet zwaar wordt belast.



Technische gegevens

Artikelnummer

Transferhulp Etac Raiser 16090203

Accessoires Art.-Nr.

Handgreep-lussen Etac Raiser (paar) 82511

Sling S/M, Etac Raiser 82508

Sling L/XL, Etac Raiser 82509

Sling met glijstuk S/M, Etac Raiser 82528

Sling met glijstuk L/XL, Etac Raiser 82529

Max. gebruikersgewicht

150 kg

Gewicht

14,2 kg

Materiaal

Staal, kunststof, aluminium, thermoplastisch rubber (TPR)



Details



Kniesteun

De gepolsterde kniesteun biedt comfort en kan eenvoudig met één hand worden ingesteld en weer gefixeerd.



Handgreep

De handgreep biedt vele vrij te kiezen posities voor de handen.



Parkeerrem

De parkeerrem wordt met de (linker of rechter) voet bediend en blokkeert beide wielen.



Vlakte voetenplank

De geringe hoogte van de voetenplank maakt het plaatsen van de voeten eenvoudig.



De transferhulp die aanzet tot zelf actief meedoen.

Met de Etac Raiser is het voor de verzorger mogelijk om de gebruiker over kleine afstanden te verplaatsen.



Handgreep-lussen (optioneel) bieden gebruikers extra steun en zekerheid.



De Etac Raiser kan ook gebruikt worden voor herpositioneren in een (rol) stoel.

Voor gebruikers die extra ondersteuning wensen bij het opstaan is een sling met glijstuk beschikbaar.



Accessoires



Handgreep-lussen

Dienen als verlenging van de handgreep en kunnen gebruikt worden wanneer de gebruiker de handgreep niet kan bereiken.



Sling

Wanneer de gebruiker zich bij het opstaan niet zeker voelt, ondersteunt de sling hem of haar van achteren.



Sling met glijstuk

Middels de sling kan de gebruiker ondersteund worden tijdens het opstaan. Het glijstuk voorkomt opstropen van de kleding.