



REHASENSE

LICHTGEWICHT
FUNCTIONEEL



SERVER

LICHTGEWICHT ROLLATOR

De stijlvolle Server rollator heeft een uniek driehoekig profiel en een vast gelast frame. Het is met een eigen gewicht van ruim onder de 7,5 kg een van de lichtste rollators op de markt in de categorie gebruikers tot een maximaal gewicht van 150 kg.





OPVOUWBAAR

De Server is eenvoudig in te klappen en blijft gesloten door het eenvoudige vergrendelingssysteem welke tevens dient als ergonomisch gevormd handvat waarmee de rollator opgepakt kan worden.

STABIEL EN DUURZAAM

Het frame en de zitting zijn getest voor een maximale belasting van 150 kg. Zeer licht te bedienen met betrouwbare remmen. TPE-gelaagde wielen met rubberen loopvlak. De rollator geeft direct een bijzonder stabiel en veilig gevoel zodra men deze vastpakt en er mee gaat rijden. De rem en de handrem hoeven maar met heel weinig te worden bediend. Mensen met weinig kracht in hun handen kunnen deze rollator makkelijk bedienen.

HOOGTE VERSTELBAAR

De Server is verkrijgbaar in 3 maten – Small, Medium en Large. De handgrepen zijn soepel in hoogte te verstellen vanaf 63 cm bij de lage tot 102 cm voor de hoge versie. Aanpassing aan de individuele behoefte is ook aan gedacht, want de Server is in drie verschillende zithoogtes verkrijgbaar, namelijk vanaf 50 cm t/m 62 cm voor de hoge versie. Door eventueel gebruik te maken van de vaste zitting uit ons assortiment van accessoires, is de tussenhoogte in te stellen naar de wens van de klant.



Soepel instelbare handgreephoogte en vast te zetten handremmen.



Zithoogtes: 50, 55 en 62 cm.



Sterke, onderhoudsvrije stevige maar toch zachte TPE-wielen.



Speciaal dubbel gelast driehoek-proiel garandeert de levensduur bij gebruik tot 150 kg.





Blijft ingevouwen stevig gesloten met de drukknopvergrendeling.



Praktische boodschappentas, inclusief vakje met ritssluiting en 2 andere vakjes.

KLEUREN



TECHNISCHE GEGEVENS:

Artikelnummer (voorbeeld Wijnrood)

SRWRL600 (Wijnrood Large)
SRWRM550 (Wijnrood Medium)
SRWRS500 (Wijnrood Small)

Kleuren Small/ Medium / Large:

WR	Wijnrood
PB	Beige
BO	Brons
CH	Champagne

Meer kleuren in Large verkrijgbaar:

TU	Turquoise
LIL	Lila
IB	Ijsblauw
SG	Grijs
BK	Zwart
WH	Wit

Zithoogte:

Small	50 cm
Medium	55 cm
Large	62 cm

Zittingbreedte: 46 cm

Afmetingen: (breedte x diepte x hoogte)

Small	60 x 68 x 63–79 cm (lengte gebruiker 1,25 -1,50 m)
Medium	60 x 68 x 66–86 cm (lengte gebruiker 1,45 -1,75 m)
Large	60 x 68 x 74–102 cm (lengte gebruiker 1,70 -2,00 m)

Transportafmetingen ingeklapt: (diepte x hoogte x breedte)

Small:	68 x 72 x 22,5 cm
Medium:	68 x 74 x 22,5 cm
Large:	68 x 79 x 22,5 cm

Boodschappentas:

(breedte x diepte x hoogte)
32 x 15 x 28 cm

Gewicht:

Small	6,6 kg (+ tas 300 g)
Medium	6,7 kg (+ tas 300 g)
Large	6,8 kg (+ tas 300 g)

Max. gebruikersgewicht: 150 kg

Frame materiaal: aluminium

De Server is CE-gecertificeerd en voldoet aan de eisen van EU voorschrift 93/42 EEC voor medische apparatuur.

Rehasense Benelux
Markeweg 81
8398 GM Blesdijke
Netherlands