

## Protection dentaire contre l'usure due au bruxisme Thermo-formable, flexible et confortable

Le bruxisme est un mouvement dentaire soit par serrement soit par grincement des dents. Il peut être causé par le stress et peut engendrer de l'usure dentaire, voir des fractures et des troubles articulaires.

### Principe de fonctionnement

Gouttière dentaire thermo-formable souple. Protège les dents contre l'usure due au bruxisme, grincement et serrement des dents.



### Indications

- Protège les dents contre l'usure due au bruxisme, grincement et serrement des dents.

### Contre-indications

- Troubles parodontaux sévères.
- Moins de 8 dents sur l'arcade dentaire.
- En cas d'instabilité de la dentition, veuillez demander un avis à votre dentiste.
- Utilisateur âgé de moins de 18 ans.

### Contenu

Réf. S-SBRX

- Une gouttière dentaire thermo-formable souple pour la mâchoire supérieure.
- Une plaque de prise d'empreinte.
- Un thermomètre à flotteur.
- Une boîte de rangement ventilée.
- Un mode d'emploi.

Dispositif médical breveté  
CE

