

Simplicité et **performance**



1 geste. **1** solution. **1** masque pour tous.

Parfait équilibre entre innovation technologique et convivialité, le Mirage™ FX est la solution que vous attendiez, associant performance, facilité d'emploi et qualité.

Les avantages pour vous ...

Grâce au Mirage FX, un masque capable de s'adapter à de nombreuses particularités faciales, la taille se définit en une seule étape ... Le Mirage FX est ainsi un masque qui convient à tous les patients, quelles que soient leurs spécificités.

La mise en place et l'ajustement du Mirage FX sont si intuitifs et faciles que vos patients pourront le mettre en un rien de temps. Comme le masque comprend seulement quatre composants, harnais y compris, vous pourrez également réduire le temps consacré à la gestion des stocks.

Mirage FX – Faites-en le numéro 1 de vos masques.

... et pour vos patients

La bulle Spring Air™ du Mirage FX assure une distribution uniforme de la pression et ainsi le confort de vos patients. Par ailleurs, elle repose en douceur sur l'arête nasale, ménageant ainsi cette zone souvent source d'inconfort.

Vos patients trouveront également que le Mirage FX est un masque convivial : il est facile à nettoyer, à porter et à ajuster ... et comme il compte parmi les masques nasaux les plus légers du marché, il ne risque pas non plus de leur peser sur le visage.

Mirage FX – L'essayer, c'est l'adopter.



Mirage™ FX
MASQUE NASAL

Le Mirage FX vous offre tout ce que vous attendiez dans un seul masque.

1

geste facile

Grâce aux réglages intuitifs, vous gagnez du temps, et pratiquement tous vos patients peuvent obtenir un ajustement parfait dès la première tentative.

solution simple

Le Mirage FX est LA solution que vous attendiez, associant performance, facilité d'emploi et qualité.

masque pour tous

Grâce au Mirage FX, vous pourrez appareiller un plus grand nombre de patients avec un seul masque, vous permettant de gagner du temps mais aussi de réduire les coûts et le nombre de visites par patient.


Le nouveau harnais moulant
est prêt à l'emploi



Les bords SoftTouch
reposent en douceur sur le visage,
réduisant marques et inconfort



Les pattes d'attache du coude
permettent de le fixer à l'entourage rigide
et de l'en retirer par simple pression



Le support frontal flexible à ailes
offre de nombreuses possibilités de
mise en place et d'ajustement

L'entourage léger et résistant
est assez rigide pour maintenir le masque contre
le visage, et suffisamment souple pour amortir les
mouvements du patient pendant son sommeil

La bulle à double jupe Spring Air
assure une distribution uniforme de la pression et
repose en douceur sur l'arête nasale, ménageant ainsi
cette zone sensible souvent source d'inconfort

La répartition des orifices de ventilation
permet de diffuser l'air en douceur et en silence, sans
aucune gêne pour le conjoint

Les boucles du harnais
simplifient sa fixation et son retrait et permettent de
conserver les réglages du harnais une fois définis

Système complet

Mirage FX

62100

Mirage™ FX

MASQUE NASAL