




Dankzij het InfinitySeal-design past de AirFit F20 zich aan de unieke gelaatsvormen van elke patiënt aan, zodat u erop kunt vertrouwen dat het masker een veilige en comfortabele pasvorm biedt.



In internationale studies paste de AirFit F20 bij 96,5% van alle patiënten.^{1, 2, 3, 4}



Vrij zicht

Patiënten kunnen meer zien en doen in bed dankzij een frame onder de ogen dat algehele stabiliteit combineert met minder gezichtscontact.

Zacht en aangenaam

De comfortabele hoofdband is speciaal ontworpen om extra zachtheid en stabiliteit te bieden. Dit helpt ervoor te zorgen dat patiënten snel aan de therapie wennen.

Snelle bevestiging

De AirFit F20 op- en afzetten duurt minder dan 1 minuut¹ en is comfortabel en intuïtief dankzij magnetische clips die de hoofdband in enkele seconden correct aan het frame bevestigen.

Betrouwbare afdichting


Patiënten genieten van een betrouwbare en effectieve afdichting dankzij het InfinitySeal-siliconenkussen – dit voorkomt een te sterke luchtuitstroom, corrigeert bij een slechte bevestiging en sluit goed af bij variabele druk.

Zacht en flexibel frame

Het zachte en flexibele frame past zich aan verschillende gelaatsvormen aan en biedt extra comfort dankzij de geïntegreerde vulling. Dit maakt het masker geschikt voor de meeste patiënten.

Flexibel verbinden en bewegen

De 'quick release' functie van het elleboogstuk maakt 's nachts verbinden of ontkoppelen eenvoudiger, terwijl de mogelijkheid om 360° te roteren meer bewegingsvrijheid biedt.




Door het minimaal aantal onderdelen is de AirFit F20 eenvoudig te gebruiken en te reinigen.

De juiste maat kiezen

De Airfit F20 heeft drie verwisselbare kussengroottes - small, medium en large. Het modulaire design van de AirFit F20 betekent dat elke kussengrootte eenvoudig in hetzelfde maskerframe klikt. Op die manier kunt u ze eenvoudig verwisselen voor meer flexibiliteit.

Wij raden u aan om het maatsjabloon te gebruiken om te meten welke maat het meest geschikt is voor elk van uw patiënten.

U kunt dit downloaden op [ResMed.com/AirFitF20](https://www.resmed.com/AirFitF20)



Productcodes

AirFit F20: Small	63405
AirFit F20: Medium	63406
AirFit F20: Large	63407
AirFit F20 for Her: Small	63408
AirFit F20 for Her: Medium	63409



AirFit F20 for Her

Speciaal voor vrouwen ontworpen. Biedt een kleinere maatvoering die is afgestemd op de vrouwelijke gezichtscontouren.

