



JOYCEeasy next FF

JOYCEeasy Full Face

JOYCEeasy nasal



JOYCEeasy

... geniale eenvoud.
Nasal of Full Face. Eenvoudig geniaal.

Eenvoudiger kan het echt niet: alles bij onze beademingsmaskers JOYCEeasy is gericht op eenvoudige bediening; vandaar de "easy" maskerinstelling direct bij de patiënten. Tevens zorgt JOYCEeasy voor meer therapietrouw, want lekkages en drukplekken zijn dankzij hun goede pasvorm tot een minimum gereduceerd. Het stille en diffuse uitademingsysteem zorgt bovendien voor een rustige slaapkameratmosfeer.

Geniale eenvoud overal:

- Grenzeloze bewegingsvrijheid dankzij het kogelgewricht 1
- Stil en diffuus uitademingsysteem 2
- Met één hand op en af te zetten
- Klittenbandlipjes met kleurcodering 3
- Extreem robuuste kunststof
- Noodkoord (alleen Full Face)

JOYCEeasy next FF JOYCEeasy Full Face

... het perfecte duo.
Voor iedereen de juiste pasvorm.

Wij hebben naar u geluisterd.

En het JOYCEeasy Full Face naar uw praktische behoeften opnieuw verbeterd:


JOYCEeasy next FF met rondom verbeterde en grotere maskerverdikking, die ook bij hogere drukken comfortabel en stabiel aanvoelt.

Evenals hoofdbanden die een goede pasvorm hebben en waarvan de clip door de juiste materialen en het ergonomisch ontwerp gemakkelijk van het masker kan worden losgemaakt.

Uw voordeel – voor elk gezicht het juiste masker:

JOYCEeasy next FF = normaal tot adipeus

JOYCEeasy Full Face = slank tot mager



Accessoires

Set kogelgewricht vented Nasal
borgring, hoek,
draaihuls
WM 15798



Noodkoord
WM 26890
(Full Face)



Set kogelgewricht vented Full Face
borgring,
hoek,
noodgevaluitademventiel,
draaihuls
WM 15897



Set hoek
JOYCEeasy next FF NV /
JOYCEeasy Full Face NV
borgring NV,
hoek NV
WM 25269



Set kogelgewricht vented easy next FF
borgring, hoek,
noodgevaluitademventiel,
draaihuls
WM 15944




Set endoscopie-adapter
JOYCEeasy next FF NV/
JOYCEeasy Full Face NV
borgring NV,
endoscopie-hoek NV
WM 15864



Reserveonderdelen

Hoofdbanden JOYCEeasy
incl. bandenclips
WM 25505
(Nasal en Full Face)



Voorhoofdkussen
silicone
WM 26801
(Nasal en Full Face)



Hoofdbanden JOYCEeasy next FF
incl. bandenclips
WM 25105
(Full Face)



Maskerverdikking
silicone
Mt. S WM 26803 (Nasal)
WM 26853 (Full Face)
WM 25104 (next FF)
Mt. M WM 26813 (Nasal)
WM 26863 (Full Face)
WM 25114 (next FF)
Mt. L WM 26823 (Nasal)
WM 26873 (Full Face)
WM 25124 (next FF)



Productbeschrijving	Mt. S	Mt. M	Mt. L
JOYCEeasy Nasal	WM 25510	WM 25520	WM 25530
JOYCEeasy Full Face	WM 25910	WM 25920	WM 25930
JOYCEeasy Full Face NV	WM 26810	WM 26820	WM 26830
JOYCEeasy next FF	WM 25109	WM 25119	WM 25129
JOYCEeasy next FF NV	WM 25159	WM 25169	WM 25179

Meer informatie over onze therapie-oplossingen, accessoires en maskersystemen vindt u op weinmann-medical.com

Weinmann ontwikkelt, produceert en verkoopt diagnostische en therapeutische oplossingen voor de slaapgeneeskunde en beademing.

De producten zijn optimaal afgestemd op de behoeften van patiënten en experts. Voor de marktintroductie doorloopt elk product een gecertificeerd valideringsproces binnen de afdelingen onderzoek en ontwikkeling, verwerking, productie en kwaliteitsbeheer.

Weinmann, sinds 2013 onderdeel van de Löwenstein-groep, behoort tot de top 3 in de wereld van toonaangevende bedrijven op het gebied van slaapdiagnostische en slaaperelateerde aandoeningen dankzij zijn ideeën, ervaring en innovatie. Dat is mogelijk dankzij het decennialange vertrouwen dat onze partners in onze succesvolle producten "made in Germany" stellen.

CE 0197



p-10105nl Stand:03/2016 © Auteursrechtelijk beschermd. Elke wijze van vermenigvuldiging uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van Weinmann.



p-10105nl

Heinen + Löwenstein Nederland B.V.
Anthonie Fokkerstraat 63a
NL - 3772 MR Barneveld
T: +31 34 2/41 95 82
F: +31 34 2/41 96 37
www.loewensteinmedical.nl

Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG
Kronsaalsweg 40
D - 22525 Hamburg
weinmann-medical.com



JOYCEeasy

Geniaal eenvoudig. Eenvoudig geniaal.