

Quel type de masque ?

NASAL

Recommandé si :

Votre pression thérapeutique est élevée
 Votre sommeil est agité

NARINAIRE

Recommandé si :



Votre sommeil est peu agité
 Votre pression thérapeutique est faible
 Vous lisez ou regardez la TV au lit
 Votre peau est très sensible
 Vous portez la barbe

FACIAL

Recommandé si :

Vous respirez naturellement par la bouche
 Rhinites chroniques

Quelle Taille ?



MASQUE FACIAL		
TAILLES	HAUTEUR EN CM	LARGEUR EN CM
SMALL	8,25	7
MEDIUM - STD	9	8,25
LARGE	> 10,75	> 8,25

MASQUE NASAL		
TAILLES	HAUTEUR EN CM	LARGEUR EN CM
PETITE	< ou = 3,75	< ou = 3,75
SMALL	4,5	4,5
MEDIUM-SMALL	5	3,75
MEDIUM - STD	4,5 < H < 5	4,5
MEDIUM - LARGE	4,5	5
LARGE NARROW	6,35	< 3,75
LARGE	> 5,75	> 3,75