

Tableau de comparaison CPAP/AutoCPAP

	Ecostar	SleepCube	DeVilbiss Blue	Prisma Soft	Transcend	DeVilbiss Blue	Prisma Smart	Transcend
Type d'appareil	CPAP	CPAP	CPAP	CPAP	CPAP	AutoCPAP	AutoCPAP	AutoCPAP
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	3 ans	2 ans	2 ans	3 ans
Caractéristiques techniques								
Niveau sonore	27dBa	26 dBa	26 dBa	26 dBa	29 dBa	27 dBa	26 dBa	27 dBa
Poids	644 gr	1118 gr	900 gr	1134 gr	450 gr	900 gr	1134 gr	450 gr
Poids + Humidificateur			1175 gr			1176 gr		
Dimensions	14 x 20 x 8 cm	10,8 x 16,5 x 17,8 cm	9,4 x 15,5 x 15 cm	17 x 13,5 x 18 cm	15,4 x 8,9 x 7 cm	9,4 x 15,5 x 15 cm	18 x 13,5 x 18 cm	15,4 x 8,9 x 7 cm
Dimensions + Humidificateur			16,1 x 15,5 x 19,3 cm			16,1 x 15,5 x 19,3 cm		
Type de tuyau	1,8 m - 22 mm	1,8 m - 22 mm	1,8 m - 22 mm	1,8 m - 22 mm	1,8 m - 22 mm	1,8 m - 22 mm	1,8 m - 22 mm	1,8 m - 22 mm
Ajustement automatique en altitude	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Humidificateur intégrable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtre à air	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modes de fonctionnement								
CPAP Pression fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AutoCPAP adaptation automatique de la pression	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Niveau de presssion	4-20 cm H2O	4-20 cm H2O	3-20 cm H2O	4-20 cm H2O	4-20 cm H2O	3-20 cm H2O	4-20 cm H2O	4-20 cm H2O
Position confort en phase expiratoire	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stabilité de la pression	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction rampe d'endormissement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alimentation électrique								
Compatible 12V/24V avec batterie externe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Voltage	100 - 240 V AC	100 - 240 VAC	100 - 240 VAC	115 - 230 VAC	100 - 240 VAC	100 - 240 VAC	100 - 240 VAC	100 - 240 VAC
Observance thérapeutique								
Détection des évènements respiratoires et fuites	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Sauvegrade et analyse des données journalières	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Connectivité Bluetooth	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓