

Vergelijkingstabel CPAP/AutoCPAP toestellen

	Ecostar	SleepCube	DeVilbiss Blue	Prisma Soft	Transcend	DeVilbiss Blue	Prisma Smart	Transcend
Type toestel	CPAP	CPAP	CPAP	CPAP	CPAP	AutoCPAP	AutoCPAP	AutoCPAP
Garantie op toestel	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	3 jaar	2 jaar	2 jaar	3 jaar
Specificaties								
Geluidsniveau	27dBa	26 dBa	26 dBa	26 dBa	29 dBa	27 dBa	26 dBa	27 dBa
Gewicht	644 gr	1118 gr	900 gr	1134 gr	450 gr	900 gr	1134 gr	450 gr
Gewicht met bevochtiger			1175 gr			1176 gr		
Afmetingen	14 x 20 x 8 cm	10,8 x 16,5 x 17,8 cm	9,4 x 15,5 x 15 cm	17 x 13,5 x 18 cm	15,4 x 8,9 x 7 cm	9,4 x 15,5 x 15 cm	18 x 13,5 x 18 cm	15,4 x 8,9 x 7 cm
Afmetingen met bevochtiger			16,1 x 15,5 x 19,3 cm			16,1 x 15,5 x 19,3 cm		
Type slang	1,8 m - 22 mm	1,8 m - 22 mm	1,8 m - 22 mm	1,8 m - 22 mm	1,8 m - 22 mm	1,8 m - 22 mm	1,8 m - 22 mm	1,8 m - 22 mm
Automatische hoogte aanpassing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ingebouwde bevochtiger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vervangbare luchtfilter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funciemode								
CPAP vaste druk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AutoCPAP automatische druk aanpassing	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Drukbereik	4-20 cm H2O	4-20 cm H2O	3-20 cm H2O	4-20 cm H2O	4-20 cm H2O	3-20 cm H2O	4-20 cm H2O	4-20 cm H2O
Comfortstand bij het uitademen	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Druk stabiliteit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ramp functie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stroom								
Mode 12V/24V met externe batterij	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Voltage	100 - 240 V AC	100 - 240 VAC	100 - 240 VAC	115 - 230 VAC	100 - 240 VAC	100 - 240 VAC	100 - 240 VAC	100 - 240 VAC
Therapietrouw informatie								
AHI events en lekkage detectie	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Dagelijkse opslag van de terapietrouw	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Connectiviteit Bluetooth	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓